

Laringoscopio

CONVENCIONAL DE VALVAS CURVAS



INCLUYE

1. Mango estándar en acero inoxidable
4. Valvas curvas en acero inoxidable grado quirúrgico 303/304, Macintosh (No. 1,2,3,4)
1. Maleta plástica de alto impacto, de fácil transporte.
1. Bombilla grande
1. Bombillo pequeño

DESCRIPCION

TAMAÑO DE VALVA

Infante	1
Niño	2
Adulto Medio	3
Adulto	4

Opcionales

- Valva No 0
- Mango pediátrico
- Bombillo pequeño set x 10 unds
- Bombillo grande set x 10 Unds

Bombillos.

5-0234-01



5-0234-04

Bombillo pequeño para valvas No. 0, 1 y 2
Bombillo grande para valvas No. 3 y 4

Valvas.

