

FICHA TECNICA



Producto: Concentrador de oxígeno alto flujo

Marca/ fabricante: Longfian

Referencia: JAY-10

Registro INVIMA: 2016DM-0014698

Dispositivo medico: no invasivo

Garantía: 1 año por defecto de fabricación

Características: equipo de oxígeno para uso en casa, para uso adulto y pediátrico.

Recomendaciones: se recomienda realizar el mantenimiento preventivo después de tener un año de uso.

Modelo	JAY-10
Flujo de oxígeno (L/min)	0- 10 L/min
Concentración de oxígeno	93%±3%
Presión de salida (Mpa)	0.04—0.07
Nivel de Ruido (dB(A))	≤50
Energía	AC110V±10%, 50/60Hz
Consumo de energía	≤550W
Pantalla LCD	Programación tiempo, presión de operación, tiempo de operación actual, tiempo acumulado, tiempo de 10 minutos a 40 horas
Alarma	Falla de energía, Baja y alta presión
Categoría eléctrica	Clase II, tipo B
Dimensiones (cm)	36.5 x 37.5 x 60
Peso neto (Kg)	28