



CÓMODO SANITARIO PLEGABLE CON RUEDAS ALUMINIO ANODIZADO

Fabricado en aluminio ligero con acabado anodizado natural, esta silla de ruedas con cómodo sanitario cuenta con un diseño plegable que proporciona estabilidad y seguridad al usuario. Este dispositivo facilita la realización de las rutinas de higiene en las personas con dificultades para el desplazamiento.

 Independencia con el uso del sanitario	 Ruedas con freno en la parte trasera
 Incluye recipiente y tapa	 Estructura plegable
 Altura ajustable en 5 posiciones	 Resistente a la humedad la corrosión y el desgaste
 Servicio al cliente	 1 AÑO DE GARANTÍA



KB225CR-AL19.

SKU	H02HG02096
Dimensiones caja master	56 cm x 29 cm x 81 cm
Cantidad por caja master	2 unidades
Peso neto caja master	10,4 kg
Peso bruto caja master	11,4 kg
Estructura	Aluminio anodizado
Calibre del tubo	1 mm
Tipo de apoyo	Ruedas macizas de 3"
Material del respaldo	Aluminio anodizado
Partes del cómodo	Tapa y asiento sanitario, recipiente con tapa
Altura total	Mín. 73 cm - máx. 83 cm
Ancho total	55 cm
Largo total	51 cm
Altura del asiento al piso	Mín. 45 cm - máx. 55 cm
Diámetro del asiento	43 cm ancho x 40 cm profundo
Capacidad de peso	90 kg
Altura del apoyabrazos	20 cm
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2017DM-0017305 - 2019DM-0020532 - 2018DM-0018624