

## SILLA PARA DUCHA CON BRAZOS KONFORT PLUS

Fabricada en polietileno de alta densidad con estructura en aluminio, esta silla para la ducha proporciona seguridad al usuario gracias a sus tapones que se adhieren a la superficie del baño, y sus apoyabrazos removibles.

<p>Independencia con el uso de la ducha</p>	<p>Alternativa segura, de fácil uso e higiene</p>
<p>Tapones antideslizantes</p>	<p>Polietileno de alta densidad antideslizante</p>
<p>130 Kg</p> <p>Capacidad de peso hasta 130 Kg</p>	<p>Resistente a la humedad la corrosión y el desgaste</p>
<p>Apoyabrazos removibles</p>	<p>Respaldo graduable en profundidad</p>
<p>Graduación en altura por medio del pin</p>	<p><b>2 AÑOS DE GARANTÍA</b></p>



KP1-3520L

<b>SKU</b>	H02HG03121
<b>Dimensiones caja master</b>	41 cm x 66 cm x 44 cm
<b>Cantidad por caja master</b>	4 unidades
<b>Peso neto caja master</b>	12,8 kg
<b>Peso bruto caja master</b>	13,8 kg
<b>Peso del producto</b>	3,2 kg
<b>Estructura</b>	Aluminio desarmable mediante pines y tornillos
<b>Calibre del tubo</b>	1,13 mm
<b>Material del respaldo</b>	Polietileno de alta densidad
<b>Partes del asiento</b>	Respaldo, asiento, 2 tubos soporte del asiento (Con patas, 5 tornillos y tapones), 2 tubos soporte espaldar, 4 tornillos para el espaldar y 5 arandelas), 2 brazos.
<b>Altura total</b>	Mín: 70 cm - Máx: 83,5 cm
<b>Ancho total</b>	51 cm
<b>Largo total</b>	50 cm
<b>Altura del asiento al piso</b>	Mín: 41 cm - Máx: 54 cm
<b>Ancho del asiento</b>	40 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	Min: 38 cm - Máx: 42 cm
<b>Capacidad de peso</b>	130 kg
<b>Altura del apoyabrazos</b>	14,5 cm
<b>Clasificación de riesgo</b>	Clase I (riesgo bajo)
<b>Registro Sanitario</b>	2018DM-0018624