



ELEVA SANITARIO CON SEGURO Y APOYABRAZOS KONFORT PLUS

Fabricado en resina de polipropileno, este dispositivo con apoyabrazos facilita el posicionamiento del usuario en el sanitario con el soporte adecuado. Está diseñado para adaptarse a sanitarios clásicos y no requiere herramientas para su instalación.

	
Facilita la actividad con el uso del sanitario	Mecanismo de ajuste seguro
	
Apoyabrazos removibles forrados en espuma	Fácil de instalar
	
Fácil sistema de bloqueo manual	Liviano y fácil de limpiar
	
Servicio al cliente	2 AÑOS DE GARANTÍA



KP3-67034

EAN-13	7709409504142
Dimensiones caja master	52 cm x 19 cm x 45 cm
Cantidad por caja master	1 Unidad
Peso neto caja master	3 kg
Peso bruto caja master	4 kg
Material	Resina de Polipropileno (PP)
Altura total	17 cm
Ancho total	52 cm
Ancho interno	20 cm
Profundidad total	41 cm
Altura de los brazos	14 cm
Sistema de ajuste de brazos	Mediante tornillo
Altura hasta los brazos	32 cm
Capacidad de peso	113 kg
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)

