



# TENS ANÁLOGO GMD ELEKTRO 1000

El TENS Análogo Elektro-1000 de GMD es ideal para el tratamiento de diferentes tipos de dolores musculares. Sus comandos análogos permiten la configuración correcta al momento de su uso. Se recomienda su uso bajo supervisión de un profesional de la salud.



**B N M**

3 modos de operación



Tratamiento de dolores musculares y articulares



Electrodos adhesivos reutilizables



Práctico estuche



Servicio al cliente



Hasta 2 años\* de garantía

GMD-TENS-605

<b>SKU</b>	H05MD11121
<b>Dimensiones caja master</b>	47,2 cm x 46 cm x 36,5 cm
<b>Cantidad por caja master</b>	32 unidades
<b>Dimensiones estuche</b>	22,5 cm x 5,2 cm x 19,5 cm
<b>Dimensiones unidad tens</b>	9,5 x 6,15 x 2,35 cm
<b>Peso</b>	115 g (con batería)
<b>Canales</b>	2 canales aislados
<b>Amplitud de pulso</b>	Ajustable de 0-80 mA
<b>Tensión de salida</b>	Ajustable de 0-40 V
<b>Ancho de pulso</b>	Ajustable de 30 - 260 µseg.
<b>Modos de operación</b>	3 modos: B (Ráfaga), N (Normal), y M (Modulación).
<b>Temporizador</b>	Ajustable 15, 30 y 60 minutos.
<b>Forma de la onda</b>	Pulso bifásico rectangular asimétrico
<b>Fuente de poder</b>	Batería 9V (No incluidas)
<b>Condiciones de operación</b>	Temperatura 0 - 40° C; Humedad 30 - 75%
<b>Condiciones de almacenamiento</b>	Temperatura -20° a 60° C; Humedad 20% - 95%
<b>Componentes:</b>	Estuche de almacenamiento, tens, 4 electrodos (5 x 5), 2 cables conductores, y manual de usuario
<b>Registro Sanitario</b>	2020DM-0022252

(\*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

