

AUTOCLAVE MODELO M11

DEFINICION

- Autoclave a vapor automática micro-controlada tipo sobremesa

VENTAJAS

- Programación independiente de c/u de los parámetros: presión, tiempo, temperatura
- Almacenamiento de 2 programas, los más utilizados por el usuario
- Inicio con un solo botón
- Válvula de sobre presión automática y también accionable por el usuario
- Puerto de conexión a impresora
- Capacitación multimedia de manejo

CARACTERISTICAS

- Autoclave esterilizador automático.
- Dimensiones: 55.9 x 44.5 x 49.5 cm. (largo x ancho x alto)
- Cámara: 27.9 x 45.7 cm.
- Provisto de cuatro bandejas.
- Capacidad de la cámara, 27 litros.
- Tanque de reserva de agua con tubo de drenaje de 4.5 lt. Con tubo de drenaje
- Pánel de control con teclado de membrana a prueba de agua
- Pantalla de cristal líquido LCD para visualización de todos los parámetros
- Fácil operación
- Indicadores de estado del ciclo.
- Cuatro ciclos preprogramados.
- Dos ciclos completamente programables por el usuario
- Parámetros programables
 - Temperatura
 - Presión
 - Tiempo de esterilización
- Apertura automática de la puerta.
- Válvula de seguridad para sobreimpresión con accionamiento manual o automático
- Conexión eléctrica de 110 V.



APLICACIONES

- Odontología
- Centrales de esterilización
- Laboratorios Clínicos
- Laboratorios Industriales

ACCESORIOS

- 4 Bandejas
- 1 Limpiador Speed Clean
- CD interactivo
- Manual de uso

MEDICO - QUIRURGICO

Ritter

Producto

Autoclave Esterilizador Automático

Código

01-000784-02