



Bastón cuello de cisne y correa de seguridad

Bastón con base amplia que brinda gran estabilidad y mayor contacto con el suelo, su sistema de articulación fija ayuda a que el bastón tenga mejor agarre y brinda gran facilidad en su manejo. Cuenta con graduación en altura en diez (10) posiciones y su base en hierro ofrece gran resistencia.



Ref



KP4172-20



KP4172-28



KP4172-22



SKU	H01MA041732 - H01MA041733 - H01MA041734
Dimensiones caja master	70 cm x 31,5 cm x 36,5 cm
Cantidad por caja master	20
Peso neto caja master	6 kg
Peso bruto caja master	7,5 Kg
Peso neto unidad	0,61 Kg
Colores	Negro, cromo, bronce
Capacidad de peso	113 Kg
Calibre tubo	1,2 mm
Altura producto	103 cm máximo - 80 cm mínimo
Material empuñadura	Espuma
Material tubo	Aluminio 6061, con pintura electrostática
Material base	Hierro
Registro Sanitario	2021DM-0023527