

# ELECTROESTIMULADOR

EMS DIGITAL 7500

Proporciona un poderoso alivio del dolor con este dispositivo portátil y de bolsillo. Capaz de tratar afecciones crónicas y agudas, su unidad EMS (estimulación muscular eléctrica) digital también es fácil de usar con una pantalla LCD clara que muestra el modo, la intensidad, el temporizador y la salida. La cubierta con bisagras protege los interruptores fáciles de presionar de cambios accidentales de configuración.



## CARACTERÍSTICAS

- 3 modos de tratamiento definidos por el usuario:
  - Constante
  - Sincrónico
  - Suplente
- Medidor de cumplimiento del paciente.
- El sistema incluye dispositivo, cables conductores, cuatro electrodos reutilizables autoadhesivos.
- Batería de 9 voltios.
- Indicador de batería baja
- El medidor de cumplimiento del paciente puede almacenar hasta 60 conjuntos de registros de operación y 999 horas.
- Estuche de transporte de plástico duro.
- Manual de instrucciones.

## ESPECIFICACIONES

**Marca:Frecuencia de pulso:**

Roscoe Medical2-120 Hz

**Amplitud:Rampa de pulso:**

100 mA en carga de 500 phm1-8 segundos

**Índice de pulso:Tiempo de contracción:**

2~150 Hz0-90 segundos

**Ancho de pulso:Tiempo de relajación:**

50-300 Å2-90 segundos

**Alimentación: Onda:**

Batería 9VPulso cuadrado asimetricobifásico

**Tiempo de registro:Temporizador:**

999 horas1-60 minutos o continuo

