



SILLA DE RUEDAS LIGERA EN ALUMINIO KP1000

Fabricada en aluminio liviano con características semi-deportivas, la silla de ruedas KP1000 ofrece al usuario seguridad, autonomía y facilidad en sus desplazamientos. Su diseño brinda una mayor adaptabilidad gracias a sus múltiples configuraciones en medidas. Cuenta con un marco plegable y ligero que facilita el transporte y almacenamiento. Es ideal para uso exteriores.

BBG5SG2481-40-R = 40 cm
BBG5SG2481-43-R = 43 cm



| | |
|----------------------------|--|
| SKU | H01SP051543 |
| Dimensiones caja master | 82 cm x 28,5 cm x 96 cm |
| Cantidad por caja master | Unidad |
| Dimensión de la caja | 82 cm x 28,5 cm x 96 cm |
| Peso neto caja master | 14,12 kg |
| Peso bruto caja master | 17,64 kg |
| Ruedas delanteras | 8 x 1,2" Maciza, Rin estrella |
| Llantas traseras | 24" x 1 3/8" Poliuretano y rin radiado. |
| Reposapiés | Abatibles, removibles, ajustables en altura y con regulación tibio-társica |
| Profundidad del asiento | 44 cm |
| Estructura | Aluminio. |
| Estilo del respaldo | Fijo. |
| Clasificación de riesgo | Clase I (riesgo bajo) |
| Capacidad de peso | 113 kg |
| Reposabrazos | Abatibles. |
| Ancho total de la silla | 61 y 64 cm |
| Ancho del asiento | 40 y 43 cm |
| Altura del respaldo | 40 cm |
| Altura del asiento al piso | 50 cm |
| Registro Sanitario | 2013DM-0010767 |