



OIS300

FONENDOSCOPIO

El Fonendoscopio OIS 300, cuenta con tubos auriculares elaborados en aluminio y campana en acero inoxidable, su forma en "Y" le brinda una buena conductividad del sonido, lo que permite escuchar con claridad los ruidos de los órganos.

<p>Para estudiantes y profesionales de la salud</p>	<p>ideal para obtención de sonidos corporales</p>
<p>Campana en acero inoxidable</p>	<p>Olivas diseñadas para la estructura del oído</p>
<p>Manguera en forma de "Y"</p>	<p>Óptima percepción de acústica</p>
<p>Servicio al cliente</p>	<p>Hasta 3 años de garantía</p>



COLORES

- GMD30-DCJ-ST20
- GMD30-DCJ-ST13

(*) Favor remitirse al manual de usuario para conocer los términos y condiciones de la garantía de este producto.

SKU	D01ID01184 - D01ID01185
Dimensiones caja master	67 cm x 62 cm x 23 cm
Cantidad por caja master	50 unidades
Peso neto caja master	13,5 kg
Peso bruto caja master	15 kg
Dimensión caja primaria	13,2 cm x 25,2 cm x 3,8 cm
Peso neto unidad	0,27 kg
Materiales	Tubos auriculares en aluminio, Campana en acero inoxidable, y manguera en PVC.
Clasificación de riesgo	clase I (riesgo bajo)
Registro Sanitario	2020DM-0022263