

SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA K100

Su sistema de fácil basculación y las diferentes opciones de configuración que se adaptan a usuarios pediátricos hacen de la silla de ruedas neurológica Konfort Plus una opción para pacientes con movilidad reducida que dependan de un cuidador.
Disponible en dos tallas: 25 y 33 cm.



K100-10G: Ancho asiento 25 cm
K100-13: Ancho asiento 33 cm

 Estructura en aluminio	 Estructura plegable para fácil transporte
 Basculación de hasta 30°	 Respaldo reclinable rango 90° a 112°
 Reposapiés abatibles, removibles y con regulación tibiotársica	 Ruedas Antivuelco
 Rueda con pin de desmonte rápido	 Apoyabrazos removibles y ajustables en altura
 Capacidad de peso hasta 90 Kg	 4 AÑOS DE GARANTÍA

SKU	H01SP031542 - H01SP03180
Dimensiones caja master	84 cm x 38cm x 35 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	84 cm x 38 cm x 35 cm
Peso neto caja master	20,12 kg
Peso bruto caja master	24,48 kg
Ruedas delanteras	6" Maciza, Rin estrella
Llantas traseras	20" Poliuretano y rin estrella metálico.
Reposapiés	Abatibles y removibles, ajustables en altura, y con regulación tibiotársica
Profundidad del asiento	30 - 36 cm
Estructura	Aluminio pintado.
Accesorios:	Pechera, taco abductor, ruedas antivuelco
Estilo del respaldo	Reclinable
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Removibles ajustables en altura
Altura total	95 cm - 108 cm
Ancho total de la silla	47 cm - 63 cm
Ancho del asiento	25 cm - 33 cm
Altura del respaldo	39 cm
Altura del asiento al piso	53 cm
Registro Sanitario	2013DM-0010767