



SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR CLÁSICA KONFORT BASIC

Con características estándares y un diseño innovador en su marco, esta silla de ruedas Konfort Basic está fabricada en acero martillado y es ideal para la sedestación transitoria de pacientes. Su opción de desmontar las asas de empuje y los reposapiés por medio de un práctico sistema de pin facilita el almacenamiento y transporte cuando se requiera. Recomendada para uso en interiores

KBE1462FF-P23-D



Silla liviana de características superiores

Tapicería en PVC color negro

Ac
Estructura en Acero

Marco plegable

Servicio al cliente

1 AÑO DE GARANTÍA

SKU	H01SP061639
Dimensiones caja master	78 cm x 20 cm x 80 cm
Cantidad por caja master	Unidad
Dimensión de la caja	78 cm x 20 cm x 80 cm
Peso neto caja master	16 kg
Peso bruto caja master	17 kg
Ruedas delanteras	7,48 x 0,93" Rin estrella macizo color negro
Llantas traseras	24" x 1 3/8" Poliuretano (PU) grabada color negro y rin radiado.
Reposapiés	Fijos, (desarmables para el transporte mediante pin).
Profundidad del asiento	46 cm.
Estructura	Acero Martillado.
Estilo del respaldo	Fijo.
Clasificación de riesgo	Clase I (riesgo bajo)
Capacidad de peso	90 kg
Reposabrazos	Fijo.
Ancho total de la silla	62 cm
Ancho del asiento	50 cm
Altura del respaldo	45 cm
Altura del asiento al piso	48 cm
Registro Sanitario	2017DM-0017305