

# ESTEFAN

TEMPERATURA DE PRECISIÓN



Referencia	XXI-01HR
Formato	Horizontal
Capacidad Neta de Almacenamiento	133 litros
Número de canastillas	3
Aislamiento Térmico	Poliuretano 4 pulgadas espesor

Temperatura Mínima	2°C
Temperatura Máxima	8°C

Refrigerante	R134a
--------------	-------

Microcontrolador	Full-Gauge
------------------	------------

Dimensiones Externas (Alto)	85 cm
Dimensiones Externas (Ancho)	94 cm
Dimensiones Externas (Profundo)	70 cm
Dimensiones Internas (Alto)	39 cm
Dimensiones Internas (Ancho)	74 cm
Dimensiones Internas (Profundo)	50 cm

Tensión	110v 60 Hz ph 1
Amperios	4.8A
Compresor	Tecumseh

Principal uso	Almacenamiento de medicamentos o vacunas
---------------	------------------------------------------

SISTEMA ICE LINED